



MS
(0.001%)



MX
(0.01%)

Moisture Analyzer
MS/MX/MF/ML



MF
(0.05%)



ML
(0.1%)

高精度センサーSHS採用による高い再現性



測定のキーとなる質量のセンサー部に「SHS」★を採用し、
高感度・高精度の計量をベースとした再現性の高い水分率計測が少量のサンプルで可能です。★特許取得済

直管型ハロゲンランプと新機構SRA*採用の高速で均一な加熱

新開発の機構とハロゲンランプの組み合わせにより、測定時間の短縮と再現性の高い測定結果を実現しました。★特許取得済

* SRA=Secondary Radiation Assist ハロゲンランプの熱を直接試料に伝えず、二次輻射を利用する機構

リアルタイムグラフ化ソフトを標準付属 (MS、MX)

水分率の変化をリアルタイムでグラフ化する専用ソフトウェアWinCT-Moistureにより、容易に最適な加熱温度等の設定が可能となります。(MS-70、MX-50に標準付属)

水分率の精度確認用サンプル標準付属 (MS、MX、MF)

標準試料としての「酒石酸ナトリウム」により、水分率の測定精度を確認することができ、いつも精度の高い測定を維持することが可能です。(MS-70、MX-50、MF-50に標準付属)

加熱温度の校正 (MS、MX)

専用の温度キャリブレータ(別売)の使用により、加熱時の試料皿温度の校正とその結果をGLP・GMP・ISOに対応した形で出力することができます。
(MS-70、MX-50で加熱温度の校正が可能)

測定条件のメモリとデータメモリ機能

各試料の測定条件を最大20通り記憶し、使用時に呼び出すことができますので、作業時間の短縮や設定ミスの低減がはかれます。(MF-50は最大10通り、ML-50は最大5通り)
測定結果を最大100個記憶し、記憶された測定結果はプリンタやパソコンへの一括出力が可能です。(MF-50は最大50個、ML-50は最大30個)

4つの測定モード

測定精度と加熱温度を指定するだけで自動的に水分率を測定する「標準モード」のほか、「自動終了モード」(水分率の時間変化が一定以下になると測定終了)、「タイマーモード」(一定時間加熱して水分率を測定)、「マニュアルモード」(キー操作で測定終了し、水分率を決定)から最適なモード(終了条件)が選べます。

クッキリ見やすい大型蛍光表示



各種測定値、設定値、変化率、動作状態、データ番号、
など重要な情報を明瞭に表示します。

使い易い機構

「試料皿取手」により高温の試料皿に直接手を触れずに、簡単に皿の交換が可能です。
ヒーターカバーの取手も、開閉のしやすさを考慮しました。

メンテナンスも考慮

ハロゲンランプはユーザーご自身により取り外し・交換が可能で、
試料皿は洗って再利用可能。メンテナンスに要する時間とコストをセーブします。

加熱時試料の状態が見えて安心な ガラスハウジング

自己点検機能

正しい測定結果を得られない場合や動作が異常と思われる場合に
不良の有無をチェックできます。温度制御のチェックも行ないます。

操作説明ステップカード


見易く簡単な取扱説明書がいつも本体のそばにあって安心です。
(必要時には本体底面より引出し、不要時には収納)

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる日付、時刻、ID、校正
およびチェックの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。

RS-232C標準装備

インターフェイス付きですので、プリンターやPCと簡単に接続でき、
追加コストが発生しません。(MS-70、MX-50はPC接続ケーブル付属)



Moisture Analyzer

MS/MX/MF/ML

加熱乾燥式 水分計 シリーズ



MS
(0.001%)



MX
(0.01%)



MF
(0.05%)



ML
(0.1%)



1 ハロゲンランプ




2 均一加熱



3 酒石酸ナトリウム



4 試料皿取手



5 ガラスハウジング




6 ステップカード



WinCT-Moisture

本ソフトウェア(WinCT-Moisture)を利用し、加熱乾燥式水分計(MS-70、MX-50、MF-50、ML-50)で測定したデータを簡単にPCに取り込むことができます。
また、加熱温度、サンプル量など測定条件の決定に有効で、測定時間の短縮や、測定精度の向上にお役立ていただけます。
(WinCT-Moisture《CD-ROM》は、MS-70、MX-50に標準付属。MF-50、ML-50には別売品対応)



水分率の時間変化をグラフ表示

水分率の変化をリアルタイムに確認可能。

最短時間で精度よく水分率測定

物性変化の起きない最高温度で加熱し、再現性の良い測定が可能。

最適加熱条件を短時間で自動判定

自動で加熱温度を徐々に変化させ、その間の水分変化率から、わずか30分で最適加熱温度を決定。★特許取得済

水分率測定サンプル集を付属

この資料は、代表的な試料の水分率測定結果や測定条件を記載。

測定データの統計処理が可能

記録されたデータはCSVファイルに保存可能

水分率以外の物性変化の定量

加熱温度別に質量の変化を連続測定し、水分率以外の物性変化を捉えることが可能。


USBコンバータ(別売品)により
USB接続も可能

WinCT-Moisture 測定例


WinCT-Moistureは、加熱温度判定ソフト“RsTemp”とグラフィックソフト“RsFig”などから構成されています。

1. 加熱温度判定ソフト“RsTemp”を利用した測定例

加熱温度を100℃～200℃の範囲で20℃ステップにて自動的に変化させ、水分の時間当たりの変化率から最適加熱温度を30分で判定します。また、必要に応じて最初の加熱温度やステップ温度、1ステップの加熱時間などの加熱パターンを設定することができます。




大豆粉




酒石酸ナトリウム二水和物

2. グラフィックソフト“RsFig”を利用した測定例

加熱温度を変えて水分率の時間変化を表示したり、ある温度での繰り返し測定の結果を表示できます。得られたグラフから、サンプルに対する高温設定可能な加熱温度範囲が理解でき、短時間での測定が可能となります。



大豆粉



酒石酸ナトリウム二水和物

RsTemp, RsFig 対応OS

Windows XP, Vista, 7

MX-50とKF法(カルフィッシャー法)との比較

PET樹脂ペレットの測定例

	水分率		平均測定時間	測定条件
	平均値	再現性(標準偏差)		
MX-50	0.298%	0.0045%	6.8分	加熱温度 180℃ 試料 10g 測定回数 5回
KF法	0.307%	0.0065%	19.1分	加熱温度 180℃ 試料 0.3g 測定回数 5回

KF法：水分量を求める化学定量法の一つです。

MXシリーズでは、PET樹脂など、1%を切る微量水分率も測定可能です。
また、操作には専門知識が不要な上、短時間に測定でき、有害な廃棄物も発生しません。

MS/MX/MF/ML 仕様		MS-70	MX-50	MF-50	ML-50
最小表示	水分率(選択可能)	0.001%(0.01%、0.1%)	0.01%(0.1%)	0.05%(0.1%、1%)	0.1%(1%)
	質量表示	0.0001g	0.001g	0.002g	0.005g
測定精度 再現性(標準偏差)	水分率	試料質量5g以上	0.01%	0.02%	0.05%
		試料質量1g以上	0.05%	0.1%	0.2%
	質量表示	0.0005g	0.001g	0.002g	0.005g
ひょう量		71g	51g		
加熱温度の設定範囲		30℃～200℃(1℃ステップ)	50℃～200℃(1℃ステップ)		
試料皿の加熱パターン		標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱			標準加熱、急速加熱
測定単位		水分率%(乾燥前基準、Atro 乾燥後基準)、固形分%、比率%、グラム(質量表示)			
測定終了条件		標準モード、急速モード、自動終了モード、タイマーモード、マニュアルモード			
測定終了条件のメモリ数		20セット	10セット	5セット	
測定結果のメモリ数(データメモリ数)		100データ	50データ	30データ	
付属通信用ソフトウェア(CD-ROM、Windows用)		WinCT-Moisture	WinCT	なし	
通信機能		RS-232C標準装備			
GLP/GMP/GCP/ISO対応機能		搭載			
自己点検機能		搭載			
表示部		高輝度大型VFD			
加熱方式		ハロゲンランプ(直管式、400W)			
試料皿寸法		φ85mm			
動作温湿度範囲		5℃～40℃、85%RH以下(ただし、結露しないこと)			
電源		AC100V(+10%、-15%) 50Hz/60Hz			
消費電力		最大約400W			
本体外形寸法/質量		215(W)×320(D)×173(H)/約6kg(付属品を除く)			
標準付属品		皿受け、風防、表示部保護カバー、ステップカード(本体底面に設置)、電源コード、接地アダプタ、ヒューズ(T100mA 250V、T6.3A 250V)、取扱説明書			
		試料皿(20枚)、試料皿取手(2個)、ピンセット、スプーン、テストサンプル(酒石酸ナトリウムニ水和物30g 測定精度確認用)、ガラス繊維シートφ78mm(ガラスペーパー100枚)、本体カバー			試料皿(10枚)、 試料皿取手(1個)
		CD-ROM(WinCT-Moisture)、RS-232Cケーブル	CD-ROM(WinCT)		
標準価格(税抜)		¥298,000	¥198,000	¥168,000	¥128,000

計量皿の材質=A1050(アルミ)

別売品：	AX-MX-30	ディスプレイザブル アルミ皿(100枚)	¥4,000(税抜)
	AX-MX-31	試料皿(φ85mm、100枚)	¥8,000(税抜)
	AX-MX-32-1	ガラス繊維シート(液体測定用φ70mm、濾紙、100枚)	¥5,000(税抜)
	AX-MX-32-2	ガラス繊維シート(液体測定用φ78mm、ガラスペーパー、100枚)	¥3,000(税抜)
	AX-MX-33	テストサンプル(酒石酸ナトリウムニ水和物、30g×12個)	¥6,000(税抜)
	AX-MX-34-120V	ハロゲンランプ(100～120V)	¥5,000(税抜)
	AX-MX-35	試料皿取手(2個)	¥2,000(税抜)
	AX-MX-36	ピンセット(2個)	¥1,000(税抜)
	AX-MX-37	スプーン(2個)	¥1,300(税抜)
	AX-MX-38	表示部保護カバー(5枚)	¥3,500(税抜)
	AX-MX-39	本体カバー	¥1,000(税抜)
	AX-MX-40	RS-232Cケーブル 2m(25P-9P)	¥5,000(税抜)
	AX-MX-41	校正用分銅(20g、OIML F1級精度)	¥6,000(税抜)
	AX-MX-42	WinCT-Moisture(データ処理ソフトウェアCD-ROM)	¥20,000(税抜)
	AX-MX-43	温度キャリブレーション(校正証明書付、MS-70/MX-50で使用可能)	¥40,000(税抜)
	AX-USB-25P	USBコンバーター・ケーブルセット	¥10,000(税抜)
	AD-8121B	コンパクト・プリンタ(統計・演算機能付き)	¥65,000(税抜)
	AD-8126	ミニプリンタ	¥48,000(税抜)
	AD-1683	除電器(イオナイザー)	¥54,000(税抜)
	AD-1684	静電気測定器	¥83,000(税抜)
	AD-1687	環境ロガー	¥40,000(税抜)
	AD-1688	計量データロガー	¥18,000(税抜)
	AD-1689	分銅操作専用ピンセット(1～500gの分銅に対応)	¥2,000(税抜)
	AD-8527	クイックUSBアダプタ	¥16,000(税抜)

AND 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
■静岡出張所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-4805-1200(代) FAX.06-4805-1201
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



測定器の総合商社

株式会社 佐藤商事

SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎:044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com>

<https://satosokuteiki.com>

Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Excel, Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。 ● 本カタログの内容は2014年7月現在のものです。

※MS/ML-ADJC-11-PR7-14701