

EJ

ACアダプタ付属
乾電池別売
RS-232C別売

最小表示 0.01g~

コンパクト天びん



バックライト点灯時

バックライトON/OFFは
設定可能



USBでパソコンと
簡単接続



キャリングケース(EJ-12JA)

パソコンと簡単接続 使用場所を選びません<乾電池> (別売)

ひょう量120g~6100g、 最小表示0.01g~0.1g

USBインタフェース標準装備 【注1】

クイックUSB ★特許申請中

計量値をUSBでPCに送信のみ可能 (市販のUSBケーブルABタイプが別途必要)

積み重ねて収納可能

複数の保管に便利(4台まで)



乾電池で使用可能

※ACアダプタ(標準付属品)、または単3形乾電池×4個(別売)
約70時間使用可(バックライトオフ時、アルカリ乾電池使用時)

プラスチック風防 別売



ステンレス製 計量皿 SLIS304

g・個数・%モード 3つの表示が切換え可能

コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利

- ACAI (計数精度自動向上機能) 搭載
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
(AD-8121Bとの接続により可能)
- バックライト付大型液晶 文字高16mm

モデル	EJ-120	EJ-200	EJ-300	EJ-410	EJ-610
ひょう量	120g	210g	310g	410g	610g
最小表示			0.01g		
個数モード	最大計測数	12000個	21000個	31000個	41000個
	計数可能最小単重			0.01g	
パーセントモード	100%登録最小質量		5、10、25、50または100個		
	パーセント最小表示			1g	
計量皿寸法	φ110mm (丸皿)				
標準価格(税抜)	¥41,800			¥49,800	
JANコード	4981046604871	4981046604888	4981046604895	4981046604901	4981046604918
JCSS校正料金(税抜)※	¥18,000				

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

モデル	EJ-1500	EJ-2000	EJ-3000	EJ-4100	EJ-6100
ひょう量	1500g	2100g	3100g	4100g	6100g
最小表示			0.1g		
個数モード	最大計測数	15000個	21000個	31000個	41000個
	計数可能最小単重			0.1g	
パーセントモード	100%登録最小質量		5、10、25、50または100個		
	パーセント最小表示			10g	
計量皿寸法	140 (W) × 127 (D) mm (角皿)				
標準価格(税抜)	¥39,800			¥49,800	
JANコード	4981046604925	4981046604932	4981046604949	4981046604956	4981046604963
JCSS校正料金(税抜)※	¥18,000				

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

別売品

EJ-03JA *1	RS-232C インタフェース	¥8,000 (税抜)	AD-8526 *2	イーサネット・コンバータ (データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000 (税抜)
EJ-07JA	床下ひょう量金具(EJ-3000,4100,6100用)	¥4,000 (税抜)	AD-8920A *2	外部表示器	¥12,000 (税抜)
EJ-08JA	床下ひょう量金具(EJ-1500,2000用)	¥3,000 (税抜)	AX-CARATPAN-WJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120ml、材質アルミ)	¥3,000 (税抜)
EJ-11JA	風防	¥5,000 (税抜)		2個セット(銀色)	¥3,000 (税抜)
EJ-12JA	キャリングケース	¥8,000 (税抜)		宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120ml、材質アルミ)	¥3,000 (税抜)
AD-1687 *2	環境ロガー	¥40,000 (税抜)	AX-CARATPAN-BJA	2個セット(黒色)	¥3,000 (税抜)
AD-1688 *2	計量データロガー	¥18,000 (税抜)	AX-TB162	ACアダプタ(標準付属品)	¥4,500 (税抜)
AD-8121B *2	コンパクト・プリンタ	¥65,000 (税抜)			
AD-8126 *2	ミニプリンタ	¥48,000 (税抜)			

*1 標準のUSBインタフェースと、EJ-03JAは同時に使用できません。

*2 AD-1687、AD-1688、AD-8121B、AD-8126、AD-8526、AD-8920Aを利用する場合は、EJ-03JA (RS-232C) が必要です。

【注1】クイックUSBとは、天びん・はかりの計量データを直接パソコン(USBポート)へ送信可能な機能です。

(市販のUSBケーブルは別途必要となります。ABタイプのケーブルをご使用ください。)

通信の設定や、ドライバのインストール、データ取り込み用のソフトウェアは不要で、簡単にデータをExcelやWordなどに入力できます。

※ 双方方向通信や統計演算出力、GLP・GMP出力の取込には、別売のEJ-03:RS-232Cインタフェースと、USBコンバータ・ケーブルセット(AX-USB-9P)が必要*3です。また、弊社ホームページよりダウンロードしていただける専用ソフトWinCTをご使用の場合もEJ-03:RS-232Cインタフェースが必要となります。

*3 パソコン側のインタフェースがRS-232Cの場合、AX-USB-9Pは不要。代わりに、RS-232Cケーブル(AX-KO2466-200)が必要となります。