

調剤用電子天びん

PJ series



PJ-302W/PJ-602W



PJ-2202H

使いやすさを追求したデザイン

風袋引きボタンを操作部の左右2箇所に配置！状況に合わせてご利用いただけます

PJ-2202H

出力
校正
実目量表示

風袋引き



PJ-302W/PJ-602W

出力
実目量表示
レンジ切替え

風袋引き



高速応答

音叉式力センサの信号処理が高速化を実現！

安定所要時間が約1/2になりました※

※当社同等品比較

3電源方式で駆動可能

電源は「AC100V」「乾電池(単三4本)」「パソコンUSB※」の3方式

計量環境に合わせてご利用いただけます

※専用ドライバーをインストールしたPCのみ



■ 共通仕様

風袋引き範囲 ゼロ～ひょう量
スパン調整 内蔵分銅による半自動スパン調整 (PJ-2202Hのみ)

はかり機能 重量モード、個数モード

過負荷時表示 ひょう量 +9e 超過時に「OVER ERROR」表示

温湿度範囲 5～35℃、80Rh以下(但し結露のないこと)

電源 AC100V・・・専用ACアダプタ

乾電池・・・単三乾電池4本(別売)

USBバスパワー(専用のドライバーのインストールが必要)

※アルカリ乾電池4本 バックライト設定値: OFF、外部出力動作: 停止時 約150時間駆動

出力 RS-232C 双方向出力(Dsub9P)・USB出力(TYPE B) 標準装備

安心の5年保証

長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだから

できたセンサメカユニットの5年間保証です

音叉センサ
5年保証

調剤秤量監査システムと 接続可能



調剤秤量監査システム「DJM-PLUSIII」
オープン価格

- 調剤過誤要因の最も重要な自己確認を感覚認識と複数チェックで調剤ミスのリスク対策を支援
- タッチパネルで簡単操作、導入したその日から使えます

型 式	PJ-302W		PJ-602W		PJ-2202H
	300g	20g	600g	20g	
ひょう量(Max)	300g	20g	600g	20g	2200g
使用範囲	0.2g～300g	0.02g～20g	0.2g～600g	0.02g～20g	0.5g～2200g
目 量 (e)	0.1g	0.01g	0.1g	0.01g	0.1g
実目量 (d)	0.01g	0.001g	0.01g	0.001g	0.01g
精度等級	3級	2級	3級	2級	2級
計量皿寸法	φ140mm		φ140mm		180 x 160mm
外形寸法(WDH)	180 x 233 x 72mm		180 x 233 x 72mm		190 x 260 x 83mm

製品改良にともない予告なく仕様・外観などを変更させていただく場合があります

未来をはかる——
新光電子株式会社

●代理店名

測定器の総合商社
SP 株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: **044-738-0622**

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>