

顕微鏡用デジタルシステム DS-2500

SP SATO SHOUJI INC.
http://www.ureruzo.com



光学顕微鏡の接眼レンズ挿入部に差し込むだけで、デジタルマイクロスコープに早変わり!

- 500万画素できれい!
- USB 経由でパソコンに静止画、動画取り込み
- 自動露出、自動ホワイトバランス機能有
- 画像計測、画像処理ソフトウェア付属
- 対応接眼レンズ径 23.2/30/30.5mm
- 覗き込みが不要になり、肉眼への負担が軽減
- 光学顕微鏡、実体顕微鏡にもピッタリ

仕様

型番	DS-2500
センサー	1/2.5 インチ カラー CMOS
解像度	2592 × 1944 ピクセル
カメラ画素数	500 万画素
ファイル形式	JPG、BMP、PNG、GIF
フレームレート	30fps (640 × 480) 15fps (2592 × 1944)
ホワイトバランス	自動
露出	自動 / 手動
対応接眼レンズ径	23.2/30/30.5mm
インターフェイス	USB2.0(電源供給)
対応 OS	Windows 7/8/8.1/10 (32bit/64bit)*
サイズ	56 × 50 × 46mm USB ケーブル長 : 約 140cm
重さ	約 190g
付属品	0.5 倍縮小レンズ、30mm アダプター、30.5mm アダプター、取扱説明書(本体用、ソフトウェア用)、MicroCam インストールCD

*Microsoft社のサポートが終了したOSについては動作保証の対象外となります。

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

主な用途



- 学校などの教育機関
- 大学や研究所
- プレゼンテーション
- 病院、生物観察



測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX : 044-738-0623

http://www.ureruzo.com

http://satosokuteiki.com

このカタログの記載内容は 2018 年 1 月現在のものです。