

CUSTOM

ひたい

パッと額に近づけて
ピッとをはかる
かんたん体温計

サーモ



非接触式

スピード検温
最短1秒

3種類
測定

はかる
日本語
ボタン

非接触式
体温計

NIR-01

パピッとサーモ

1台3役

体温 (舌下温度) /
物体温 / 室温

※画面はハメコミ合成です。

これからの測り方。 額にかざして、スピード検温。

ホコリから守る
ケース付




額から少し離れた位置で「はかる」を押すと、
額の温度をもとに舌下温度*を表示します。

*舌下温度: 棒式体温計を口でくわえた場合の温度。
脇下よりも身体深部の温度により近い
検温結果が得られます。



発熱目安のマークを表示



38°Cを超えると
マークが
変わります。

※画面はハメコミ合成です。

- バックライト搭載
- 親しみやすい日本語表記
- 履歴60件保管
- 電源切り忘れ防止機能付

主な仕様

販売名	非接触式体温計
医療機器認証番号	226AFBZX00029000
医療機器クラス分類	管理医療機器(クラスII)
表示方式	室温・物体表面温度(実測温度)、舌下温度(補正温度)
体温測定範囲(測定部位:額)	+34.0~+42.2°C
体温測定精度	+36.0~+39.0°C:±0.2°C、それ以外:±0.3°C
物体表面温度測定範囲	-22.0~+80.0°C
物体表面温度測定精度	±4%または±2°Cのどちらか大きい値
室内温度測定範囲	+10.0~+40.0°C
室内温度測定精度	±2.0°C
最小表示単位	0.1°C
使用温湿度	+10.0~+40.0°C、95%RH以下(但し、結露のないこと)
保管温湿度	-20.0~+50.0°C、85%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	単4(1.5V)乾電池 × 2個
寸法	約W47.6×H188.0×D29.0mm
重量	約82g(電池含まず)
付属品	取扱説明書、添付文書、収納ケース、単4(1.5V)乾電池×2本(動作確認用)
JAN	4983621 800012



〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: **044-738-0622**

FAX: 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com>

<http://satosokuteiki.com>

- 製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 印刷の関係で実際の製品と本リーフレットの色は若干異なる場合があります。
- 本リーフレットの記載内容は2014年5月現在のものです。

©2014 CUSTOM Corporation

©Tom Wang - Fotolia.com

Printed in Japan 140601