

# 血流スコープ MJ-BL10

## 今注目されている 毛細血管の観察スコープ あなたの血管はゴースト化していない!?

- 採血なしで安心して血流観察ができます。
- 10インチモニタつきのオールインワンセット
- 拡大倍率：240倍



### 仕様

カメラ	CCD (約 30 万画素)	
モニター	LCD 高さ 150mm× 幅 195mm (約 10 インチ)	
光源	白色 LED/ 回転調整可	
拡大倍率	240 倍	
焦点距離	約 8 mm	
作動距離	25 mm	
ステージ	サイズ	130 mm×120 mm
	移動範囲	指置台 360 度回転、X 軸 Y 軸移動可能 73mm×30mm
使用環境温度	10° C ~ 40° C	
使用環境湿度	70 %RH 以下 (結露なきこと)	
電源	100 ~ 240V · 50/60Hz DC12V · 1A	
重量	約 2.5 kg	
サイズ	高さ約 360 mm × 幅約 235 mm × 奥行約 200 mm	
標準付属品	ディスプレイ、AC アダプタ、キャリングケース、取扱説明書	

### 主な用途

- 薬局・ドラッグストア
- 大学及び医療業界
- 美容エステ業界
- 鍼灸・マッサージ



糖分や脂質のとりすぎで広がった血管が見られる



濃淡がある場合、組織の血流が悪いことがある



血液の質が悪い場合、変形になることがある



アレルギー体質だと先端部分のみが見える

小川三郎著「毛細血管像と臨床」による

- 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com>

<http://satosokuteiki.com>

このカタログの記載内容は 2018 年 4 月現在のものです。