

USB/WiFi 顕微鏡カメラ DS-3500WF



USB
接続

Wi-Fi
接続

顕微鏡の接眼部/Cマウントに装着で
Wi-Fi/USBデジタル顕微鏡カメラに
生物顕微鏡・実体顕微鏡にも対応

- 観察画像を PC、スマートフォン、タブレットに表示
- ほとんどの顕微鏡に取付け可能
- 500 万画素 CMOS センサー
- iOS/Android デバイスとの無線通信 (Wi-Fi モード)
- iOS/Android 版「KoPa WiFi Lab」アプリ
- Windows PC と有線接続 (USB モード)
- 高機能測定ソフトウェア「JCAM (V7.13 以降)」



装着イメージ



使用イメージ

画像計測機能付 PC用ソフト JCAM

- 計測項目は19種類と業界トップクラス
- リアルタイム計測も可能

画像編集機能

画像計測機能



1画面の他、2画面・4画面表示



仕様

イメージセンサ	1/2.5" OnSemi AR0521 CMOSイメージセンサ
ピクセルサイズ	2.2 um×2.2 um
有効画素数 (最大)	2592×1944 (500万画素)
記録ファイル形式	静止画 JPG / BMP / PNG / TIFF / PDF 動画 AVI (MJPG形式)
フレームレート	最大30 fps (解像度により異なる)
静止画 解像度	2592×1944、1920×1080、1024×768、640×480
動画 解像度	1920×1080、1024×768、640×480
ホワイトバランス	自動 / 手動
露出	自動 / 手動
対応接眼レンズ径	23.2 / 30 / 30.5 mm
出力端子	USB 2.0 (Type Aコネクタ)
Wi-Fi 対応規格	IEEE802.11ac
レンズマウント	Cマウント
使用環境	温度 0℃～40℃ 湿度 30%RH～60%RH (結露なきこと)
保存環境	温度 0℃～60℃ 湿度 10%RH～80%RH (結露なきこと)
重量	225 g
寸法	製品寸法図を参照 ケーブル長: 約170cm
付属品	DS-3500WF本体、0.5倍縮小レンズ 固定ネジ、USB ACアダプター レンズアダプター (φ30mm、φ30.5mm) 取扱説明書 (本体用、JCAMソフトウェア用)

- 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の階級で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>