


# 顕微鏡用XYステージ HJ-XY01



## 顕微鏡で観察する際に 観察物の位置の微調整が可能

- 顕微鏡マイクروسコープと組み合わせて使用
- ダイヤルを回すことで、観察物に触れずに観察位置の微調整が簡単に行なえます
- プレパラートを使用しての観察も可能
- 目盛り付き (0.1mm)
- 透過照明との組み合わせで透明な測定対象の内部観察など行うことが可能



設置例  
※顕微鏡は含まれません



### 様々な顕微鏡・マイクروسコープに対応

顕微鏡のステージに置くだけ  
幅広い顕微鏡マイクروسコープに対応

- UMシリーズ (UM08A,UM10,UM12 等)
- HC シリーズ (HC-2210,HC-3500WF 等)
- HD-355M など



### 仕様

移動方向	XY軸2方向
移動範囲	X軸75mm × Y軸55mm
目盛	0.1mm
本体サイズ	W180 × D155 × H26mm (ダイヤル含まず)
ガラスサイズ	W116 × D96mm
重量	約1557g

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>