

顕微鏡カメラ比較表

顕微鏡に取付けることでPC、モニター、モバイル機器で顕微鏡観察が可能に※4

製品型番	TS-2500	TS-3600	DS-2210	BC-1200	TC-1000	TC-1000M	CA-1200X	CA-1200L
外観								
製品特徴	PCで観察 低価格・高解像度	PCで観察 リアルタイム画像連結、深度合成機能付	PCまたはモニターで観察 microSDで画像/動画保存	PC、モニター、モバイル機器で観察 4Kを超える高解像度	PCまたはモニターで観察 画像連結、深度合成機能付 高速オートフォーカス	付属モニターで観察 PC、モニターへの接続も可能 高速オートフォーカス	オリンパス生物顕微鏡用 PC・モバイル機器で観察	ライカ生物顕微鏡用 PC・モバイル機器で観察
サイト価格(税別)※1	38,000円	89,000円	58,000円	124,000円	158,000円	188,000円	208,000円	234,000円
取付規格	Cマウント	Cマウント	Cマウント	Cマウント	Cマウント	Cマウント	顕微鏡組込み	顕微鏡組込み
接眼部取付	○ (オプション品にて)	○ (オプション品にて)	○	○	○ (オプション品にて)	×	×	×
カメラ画素数	500万画素	630万画素	200万画素	1200万画素	200万画素	200万画素	1200万画素	1200万画素
出力	USB	USB	USB/HDMI	USB/HDMI/Wi-Fi/LAN	USB/HDMI	USB/HDMI	USB/HDMI/Wi-Fi/LAN	USB/HDMI/Wi-Fi/LAN
画像/動画保存	PCソフトにて	PCソフトにて	PCソフトにて microSD	PCソフト、 モバイルアプリにて	PCソフトにて SDカード	PCソフトにて SDカード	PCソフト、 モバイルアプリにて	PCソフト、 モバイルアプリにて
オートフォーカス	×	×	×	×	○	○	×	×
計測ソフト	○	○	○	○	○	○	○	○
画像連結機能※2	○ (画像取込)	◎ (画像取込・リアルタイム)	×	○ (画像取込)	◎ (画像取込・リアルタイム)	◎ (画像取込・リアルタイム)	○ (画像取込)	○ (画像取込)
深度合成機能※3	○ (画像取込)	◎ (画像取込・リアルタイム)	×	◎ (画像取込・リアルタイム)	◎ (画像取込・リアルタイム)	◎ (画像取込・リアルタイム)	○ (画像取込)	○ (画像取込)
電源	USB 供給電源	USB 供給電源	ACアダプター USB 供給電源	ACアダプター USB 供給電源	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター USB 供給電源	ACアダプター USB 供給電源

※1 販売価格については変動有 ※2 複数枚の画像の重なり合う領域を検知して合成し、広範囲の画像を作成する機能 ※3 複数枚の画像の最も鮮明な領域を抽出して、より鮮明な画像を作成する機能 ※4 観察できる媒体は製品によって異なります

●使用されている画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれており、実際の表示とは異なる場合があります。●実際の色とは印刷の関係で少し異なる場合があります。●当紙面掲載の商品は改良のため予告無く製品の仕様やデザインを変更する場合があります。このカタログの記載内容は2023年11月現在のものです。

